캡스톤 디자인 2025 1학기 11주

차

A#

김준범, 박소윤, 이진성 이효림

# 목차

- 1. 오르막, 내리막 기능 구현
- 2. 라즈베리파이5 연동
- 3. 오르막, 내리막 테스트 성적 평가표
- 4. 앞으로의 계획



## 1. 오르막, 내리막 기능 구

7



9 축 자이로 센서의 pitch 값 활용

오르막, 내리막일 경우 pwm 값 제어

7호관 – 8호관 사이 경사로에서 측정한 값을 바탕으로 경사도 5도일 경우 가속/감속 적용

### 1. 오르막, 내리막 기능 구

### 현


#### pitch 값 이상 현상

```
Left 합: 693, Right 합: 119
                                                                                       Left 합: 989, Right 합: 307
Left [Min: 636.9300000000001, Max: 1258.53], Right [Min: 110.775, Max: 597.975]
                                                                                       Left [Min: 636.930000000001, Max: 1258.53], Right [Min: 110.775, Max: 597.975]
left_flag: 0, right_flag: 0, sum: 0
left ratio: 9,00, right ratio: 1.70
                                                                                        left_flag: 1, right_flag: 1, sum: 2
                                                                                        [Pitch Filter] Raw: 8.36, Filtered: 8.36
[Pitch Filter Raw: 8.41, Filtered: 8.41
[Slope 판단] 경자 경대: upnitt, rwm; ɔɔ.ɐ/
                                                                                        [Slope 판단] 경자 경대: upnitt, rwn: ov.v0
PWM Value: 0
                                                                                        PWM Value: 80
[시리얼 전송] PWM: 0
                                                                                        [시리얼 전송] PWM: 80
Pitch 값: -3.37
                                                                                       Pitch 값: 8.33
Left 합: 628, Right 합: 114
                                                                                       Left 합: 983, Right 합: 304
Left [Min: 636.9300000000001, Max: 1258.53], Right [Min: 110.775, Max: 597.975]
                                                                                       Left [Min: 636.930000000001, Max: 1258.53], Right [Min: 110.775, Max: 597.975]
left_flag: 0, right_flag: 0, sum: 0
                                                                                        left_flag: 1, right_flag: 1, sum: 2
left ratio: -1 +0, right ratio. 0.70
[Pitch Filter] Raw: -3.37, Filtered: 8.83
                                                                                        left ratio: 55.7%, right ratio: 39.7%
                                                                                        [Pitch Filter] Page 9 22 Filtered: 9
[Slope 판단] 경사 상대: upnill, Pwm: ს.სს
                                                                                        [Slope 판단] 경사 상태: uphill, PWM: 80.00
PWM Value: 0
                                                                                        PWM Value: 80
[시리얼 전송] PWM: 0
                                                                                        [시리얼 전송] PWM: 80
Pitch 값: -28.3
                                                                                       Pitch 값: -0.62
Left 합: 648, Right 합: 114
                                                                                       Left 합: 975, Right 합: 291
Left [Min: 636.9300000000001, Max: 1258.53], Right [Min: 110.775, Max: 597.975]
                                                                                       Left [Min: 636.930000000001, Max: 1258.53], Right [Min: 110.775, Max: 597.975]
                                                                                        left_flag: 1, right_flag: 1, sum: 2
left_flag: 0, right_flag: 0, sum: 0
                                                                                        left ratio: 5<mark>1.10, right ratio</mark>
left ratio: 1 00, right ratio: 0.70
[Pitch Filter Raw: -28.30, Filtered: 8.84
                                                                                        [Pitch Filter | Raw: -0.62, Filtered: 8.20
                                                                                        [Slope 판단] 경자 경대: upnitt, rwn: ਰਯ.พพ
[Slope 판단] 경자 경대: upnitt, rwm: שעייט
PWM Value: 0
                                                                                        PWM Value: 80
```

outlier filter로 해결

# 2. 라즈베리파이 5 연

동




VERI LIBER

# 2. 라즈베리파이 5 연

동





### 3. 오르막, 내리막 테스트

보행기 오르막길 동작 테스트 오르막길에서의 구동력과 안전성을 점검 7호관에서 8호관 사이 오르막길에서 보행기에 기존 속도의 1.2배 이상 가속이 적용되면서 2025.5.10 손을 뗐을 시 정지하여 10cm 이상 미끄러지지 않을 경우 완료. 총 10회 테스트 중 8회 이상 완료할 경우 성공




### 3. 오르막, 내리막 테스트

보행기 내리막길 동작 테스트

10회 테스트 중 9회 이상 완료일 경우

내리막길에서 속도 제어와 제동 성능을 확인

7호관에서 8호관 사이 내리막길에서 보행기에 기존 속도의 0.8배 이하 감속이 적용되면서 2025.5.10 손을 뗐을 시 정지하여 10cm 이상 미끄러지지 않을 경우 완료. 10회 테스트 중 8회 이상 완 료할 경우 성공



### 4. 앞으로의 계획

- 전진, 후진 스위치 추가 (80%)
- 외부 패키징 정리 (30%)
- 필드 테스트 (50%)
- 5km 주행 테스트 (0%)

감사합니다.

